

APLW 052

Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat med spärr, Ø 4, längd 175 mm.

EAN: 4002516117278 / Materialnummer: 11105120 / Gamla materialnummer: 69305200D



- Passar för vanliga injektorkorgar och -vagnar
- Passar för t.ex. mätcylindrar, mätkolvar och provrör
- Inklusive dyslock, Ø 5 mm

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	54
Ytermått, nettobredd i mm	54
Ytermått, nettodjup i mm	178
Ytermått, brutt höjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	100
Ytermått, bruttdjup i mm	150
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,02