

APLW 053

Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat, Ø 6, längd 115 mm.

EAN: 4002516116134 / Materialnummer: 11105130 / Gamla materialnummer: 69305300D



- Passar för vanliga injektorkorgar och -vagnar
- Passar för t.ex. mätcylindrar, mätkolvar och provrör
- Inklusive dyslock, Ø 10 mm

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Produkttillhörighet | |
| Stora laboratoriediskmaskiner | • |
| Modelltillhörighet | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategori | |
| Injektordysa | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål, Syntet |
| Färg | Blå, Rostfritt stål |
| Användningsområde | |
| Rengöring av laboratorieglass | • |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 76 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 76 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 123 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm | 55 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 180 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 250 |
| Nettovikt i kg | 0,00 |
| Bruttovikt i kg | 0,01 |