

APLW 054

Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat med spärr, Ø 6, längd 135 mm.



- Passar för vanliga injektorkorgar och -vagnar
- Passar för t.ex. mätcylindrar, mätkolvar och provrör
- Inklusive dyslock, Ø 10 mm

EAN: 4002516116141 / Materialnummer: 11105140 /

Gamla materialnummer: 69305400D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	75
Yttermått, nettobredd i mm	75
Yttermått, nettodjup i mm	144
Yttermått, bruttohöjd i mm	55
Yttermått, bruttbredd i mm	180
Yttermått, bruttodjup i mm	250
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,03