

APLW 054

Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat med spärr, Ø 6, längd 135 mm.

EAN: 4002516116141 / Materialnummer: 11105140 / Gamla materialnummer: 69305400D



- Passar för vanliga injektorkorgar och -vagnar
- Passar för t.ex. mätcylindrar, mätkolvar och provrör
- Inklusive dyslock, Ø 10 mm

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Produkttillhörighet | |
| Stora laboratoriediskmaskiner | • |
| Modelltillhörighet | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategori | |
| Injektordysa | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål, Syntet |
| Färg | Blå, Rostfritt stål |
| Användningsområde | |
| Rengöring av laboratorieglas | • |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 75 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 75 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 144 |
| Ytermått, brutt höjd i mm | 55 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 180 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 250 |
| Nettovikt i kg | 0,02 |
| Bruttovikt i kg | 0,03 |