

APLW 055

Injektordysa

med plaststöd, stjärnformat med spärr, Ø 6, längd 175 mm.

EAN: 4002516116158 / Materialnummer: 11105150 / Gamla materialnummer: 69305500D



- Passar för vanliga injektorkorgar och -vagnar
- Passar för t.ex. mätcylindrar, mätkolvar och provrör
- Inklusive dyslock, Ø 10 mm

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	75
Ytermått, nettobredd i mm	75
Ytermått, nettodjup i mm	182
Ytermått, bruttohöjd i mm	55
Ytermått, bruttbredd i mm	180
Ytermått, bruttdjup i mm	250
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,03