


APLW 058
Injektordysa
med plaststöd och tvättfixering, Ø 6, längd 135 mm.

EAN: 4002516116240 / Materialnummer: 11105180 / Gamla materialnummer: 69305800D



- Passar för vanliga injektorkorgar och -vagnar
- Passar för t.ex. mätcylindrar, mätkolvar och provrör
- Inklusive dyslock, Ø 10 mm

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	76
Ytermått, nettobredd i mm	76
Ytermått, nettodjup i mm	151
Ytermått, brutt höjd i mm	55
Ytermått, bruttbredd i mm	100
Ytermått, bruttdjup i mm	300
Nettovikt i kg	0,05
Bruttovikt i kg	0,11