

APLW 061

Injektordysa

med plaststöd och flaskhalsställ, stjärnformat, Ø 6, längd 115 mm.

EAN: 4002516116271 / Materialnummer: 11105210 / Gamla materialnummer: 69306100D



- Passar för vanliga injektorkorgar och -vagnar
- Passar för t.ex. mätcylindrar, mätkolvar och provrör
- Inklusive dyslock, Ø 10 mm

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	76
Ytermått, nettobredd i mm	76
Ytermått, nettodjup i mm	124
Ytermått, bruttohöjd i mm	55
Ytermått, bruttbredd i mm	90
Ytermått, bruttodjup i mm	95
Nettovikt i kg	0,03
Bruttovikt i kg	0,06