

APLW 063

Injektordysa

med plaststöd och flaskhalsställ, stjärnformat, Ø 6, längd 175 mm.

EAN: 4002516116295 / Materialnummer: 11105230 /

Gamla materialnummer: 69306300D



- Passar för vanliga injektorkorgar och -vagnar
- Passar för t.ex. mätcylindrar, mätkolvar och provrör
- Inklusive dyslock, Ø 10 mm
- Med spärr

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordysa	•
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	76
Ytermått, nettobredd i mm	76
Ytermått, nettodjup i mm	186
Ytermått, brutt höjd i mm	55
Ytermått, bruttbredd i mm	100
Ytermått, bruttdjup i mm	300
Nettovikt i kg	0,04
Bruttovikt i kg	0,11