

APLW 068
Injektordysa
med hållare Ø 6, längd 275 mm.



- Passar för vanliga injektorkorgar och -vagnar
- Passar för t.ex. mätcylindrar, mätkolvar och provrör
- Inklusive dyslock, Ø 10 mm

EAN: 4002516116349 / Materialnummer: 11105280 / Gamla materialnummer: 69306800D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Stålråd, plastöverdragen, Rostfritt stål
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	70
Ytermått, nettobredd i mm	85
Ytermått, nettodjup i mm	287
Ytermått, brutt höjd i mm	55
Ytermått, bruttbredd i mm	100
Ytermått, bruttdjup i mm	300
Nettovikt i kg	0,09
Bruttovikt i kg	0,15