

APLW 074

Stöd

konformad Ø 15 mm, för injektordysor Ø 2,5 mm.



EAN: 4002516116400 / Materialnummer: 11105340 / Gamla materialnummer: 69307400D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordysa	•
Övriga tillbehör	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Syntet
Färg	Blå
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	15
Ytermått, nettobredd i mm	15
Ytermått, nettodjup i mm	21
Nettovikt i kg	0,00
Bruttovikt i kg	0,00