

APLW 082
Tvättfixering
för injektordysa, höjd 200 mm.

Miele
Image
in progress

EAN: 4002516116585 / Materialnummer: 11105420 / Gamla materialnummer: 69308200D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	87
Ytermått, nettobredd i mm	87
Ytermått, nettodjup i mm	225
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	350
Ytermått, bruttdjup i mm	250
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,03