


APLW 083
Tvättfixering
för injektordysa, höjd 130 mm.



EAN: 4002516116592 / Materialnummer: 11105430 / Gamla materialnummer: 69308300D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	50
Ytermått, nettobredd i mm	50
Ytermått, nettodjup i mm	133
Ytermått, bruttohöjd i mm	55
Ytermått, bruttbredd i mm	180
Ytermått, bruttdjup i mm	250
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,03