

APLW 085  
Flaskhalsställ  
Ø 33 mm, för injektordysor Ø 6 mm.



EAN: 4002516116615 / Materialnummer: 11105450 / Gamla materialnummer: 69308500D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Övriga tillbehör	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Syntet
Färg	Vit.
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	25
Ytermått, nettobredd i mm	25
Ytermått, nettodjup i mm	42
Ytermått, brutt höjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	120
Ytermått, bruttdjup i mm	170
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,02