

APLW 087

Stöd

av rostfritt stål, stjärnformad Ø 87 mm, för injektorlysor Ø 8 mm



EAN: 4002516116653 / Materialnummer: 11105470 / Gamla materialnummer: 69308700D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorlysor	•
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	15
Ytermått, nettobredd i mm	64
Ytermått, nettodjup i mm	64
Ytermått, brutt höjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	120
Ytermått, bruttdjup i mm	170
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,02