

APLW 089
Adapter
för injektormunstycken.



- För adaption av injektormunstycken
Ø 6 mm

EAN: 4002516116677 / Materialnummer: 11105490 / Gamla materialnummer: 69308900D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	15
Ytermått, nettobredd i mm	15
Ytermått, nettodjup i mm	17
Ytermått, brutt höjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	120
Ytermått, bruttdjup i mm	170
Nettovikt i kg	0,00
Bruttovikt i kg	0,01