

APLW 090

Hållare

för pipetter med max. 14 mm och min. 4 mm i diameter.



EAN: 4002516116684 / Materialnummer: 11105500 / Gamla materialnummer: 69309000D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Hållare	•
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Grå, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	20
Ytermått, nettobredd i mm	20
Ytermått, nettodjup i mm	20
Ytermått, brutt höjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	120
Ytermått, bruttdjup i mm	170
Nettovikt i kg	0,00
Bruttovikt i kg	0,00