

APLW 091
Hållare
för injektordysor Ø 2,5 mm.



EAN: 4002516116691 / Materialnummer: 11105510 / Gamla materialnummer: 69309100D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Hållare	•
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Grå
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	20
Ytermått, nettobredd i mm	20
Ytermått, nettodjup i mm	17
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,00
Bruttovikt i kg	0,00