

APLW 093
Spolhylsa
med lock för pipetter med max. Ø 11 mm



EAN: 4002516116721 / Materialnummer: 11105530 / Gamla materialnummer: 69309300D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Hållare	•
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Silikon
Färg	Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	25
Ytermått, nettobredd i mm	25
Ytermått, nettodjup i mm	118
Ytermått, brutt höjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,05
Bruttovikt i kg	0,05