

A 841/1

Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 6, längd 210 mm, 5 stycken



- Passar för injektorvagnar och injektorkorgar, fastskruvbar
- Optimal för diskgoods med en öppning på mellan 12–85 mm
- Diameter på kåpan uppe: 11 mm
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188810 / Materialnummer: 11113130 / Gamla materialnummer: 69684101D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
SlimLine-laboratoriediskmaskiner	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
Stora laboratoriediskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
SlimLine-laboratoriediskmaskin för industriell diskning	•

Modelltillhörighet

PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•

Produktkategori

Injektordysa	•
--------------	---

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass	•
-------------------------------	---

Produktegenskaper

Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	210
Ytermått, nettobredd i mm	92
Ytermått, nettodjup i mm	86
Ytermått, bruttohöjd i mm	108
Ytermått, bruttbredd i mm	117
Ytermått, bruttdjup i mm	305
Nettovikt i kg	0,18
Bruttovikt i kg	0,28