

A 841/2
 Injektordysa
 med plaststöd, dysdiameter 6, längd 210 mm, 10 stycken



- Passar för injektorvagnar och injektorkorgar, fastskruvbar
- Optimal för diskgoods med en öppning på mellan 12–85 mm
- Diameter på kåpan uppe: 11 mm
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188827 / Materialnummer: 11113140 / Gamla materialnummer: 69684102D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	210
Ytermått, nettobredd i mm	92
Ytermått, nettodjup i mm	86
Ytermått, brutthöjd i mm	140
Ytermått, bruttbredd i mm	150
Ytermått, bruttdjup i mm	260
Nettovikt i kg	0,35
Bruttovikt i kg	0,48