

A 842/3

Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 4, längd 90 mm, 20 stycken



- Passar för injektorvagnar och injektorkorgar, fastskruvbar
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet
- Förpackning med 20 dysor

EAN: 4002516195597 / Materialnummer: 11113670 / Gamla materialnummer: 69684203D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	90
Ytermått, nettobredd i mm	76
Ytermått, nettodjup i mm	71
Ytermått, bruttohöjd i mm	107
Ytermått, bruttbredd i mm	130
Ytermått, bruttodjup i mm	195
Nettovikt i kg	0,31
Bruttovikt i kg	0,42