

A 843/1  
Injektordysa  
med plaststöd, dysdiameter 4, längd 185 mm, 5 stycken



- Passar för injektorvagnar och injektorkorgar, fastskruvbar
- Optimal för diskgoods med en öppning på mellan 10–70 mm
- Diameter på kåpan uppe: 9 mm
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188889 / Materialnummer: 11113720 / Gamla materialnummer: 69684301D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	185
Ytermått, nettobredd i mm	76
Ytermått, nettodjup i mm	71
Ytermått, brutt höjd i mm	107
Ytermått, bruttbredd i mm	130
Ytermått, bruttdjup i mm	195
Nettovikt i kg	0,11
Bruttovikt i kg	0,22