

A 843/2

Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 4, längd 185 mm, 10 stycken



- Passar för injektorvagnar och injektorkorgar, fastskruvbar
- Optimal för diskgoods med en öppning på mellan 10–70 mm
- Diameter på kåpan uppe: 9 mm
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188896 / Materialnummer: 11113730 /

Gamla materialnummer: 69684302D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
SlimLine-laboratoriediskmaskiner	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
Stora laboratoriediskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
SlimLine-laboratoriediskmaskin för industriell diskning	•
Modelltillhörighet	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	185
Ytermått, nettobredd i mm	76
Ytermått, nettodjup i mm	71
Ytermått, brutthöjd i mm	107
Ytermått, bruttbredd i mm	130
Ytermått, bruttdjup i mm	195
Nettovikt i kg	0,21
Bruttovikt i kg	0,33