

A 843/3  
 Injektordysa  
 med plaststöd, dysdiameter 4, längd 185 mm, 20 stycken



- Passar för injektorvagnar och injektorkorgar, fastskruvbar
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet
- Förpackning med 20 dysor

EAN: 4002516188902 / Materialnummer: 11113760 / Gamla materialnummer: 69684303D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	185
Ytermått, nettobredd i mm	76
Ytermått, nettodjup i mm	71
Ytermått, brutt höjd i mm	140
Ytermått, bruttbredd i mm	150
Ytermått, bruttdjup i mm	260
Nettovikt i kg	0,43
Bruttovikt i kg	0,56