

A 844/1

Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 2,5, längd 80 mm, 5 stycken.



- Passar för injektorvagnar och injektorkorgar, fastskruvbar
- Optimal för diskgoods med en öppning på mellan 6–55 mm
- Diameter på kåpan uppe: 5 mm
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188919 / Materialnummer: 11115470 / Gamla materialnummer: 69684401D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	80
Ytermått, nettobredd i mm	60
Ytermått, nettodjup i mm	55
Ytermått, bruttohöjd i mm	85
Ytermått, bruttbredd i mm	120
Ytermått, bruttodjup i mm	150
Nettovikt i kg	0,05
Bruttovikt i kg	0,11