

A 844/2

Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 2,5, längd 80 mm, 10 stycken.



- Passar för injektorvagnar och injektorkorgar, fastskruvbar
- Optimal för diskgoods med en öppning på mellan 6–55 mm
- Diameter på kåpan uppe: 5 mm
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188926 / Materialnummer: 11115500 /

Gamla materialnummer: 69684402D

Produkttillhörighet	
Laboratoriediskmaskiner	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
SlimLine-laboratoriediskmaskiner	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
Stora laboratoriediskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
SlimLine-laboratoriediskmaskin för industriell diskning	•
Modelltillhörighet	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	80
Ytermått, nettobredd i mm	60
Ytermått, nettodjup i mm	55
Ytermått, brutthöjd i mm	107
Ytermått, bruttbredd i mm	130
Ytermått, bruttodjup i mm	195
Nettovikt i kg	0,10
Bruttovikt i kg	0,22