

## A 300/3

### Injektormodul

för optimal placering av laboratorieglas – utrustad med 8 dysor.



- Lämplig för diverse laboratorieglas som e-kolvar, rundkolvar osv.
- Försedd med 4 dysor A 840 och 4 dysor A 841
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet
- Dysavstånd 118 mm i bredd, 118 mm i djup

EAN: 4002516188964 / Materialnummer: 11116900 /  
Gamla materialnummer: 69630003D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
SlimLine-laboratoriediskmaskiner	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
SlimLine-laboratoriediskmaskin för industriell diskning	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Tillbehör för diverse flaskor	•
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglas	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Antal fack	8
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsade glas [antal]	8
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	228
Ytermått, nettobredd i mm	208
Ytermått, nettodjup i mm	479
Ytermått, bruttohöjd i mm	200
Ytermått, bruttbredd i mm	240
Ytermått, bruttodjup i mm	515
Nettovikt i kg	1,47
Bruttovikt i kg	1,92
<b>Bipack</b>	
A 840, injektordysa Ø 6 mm, längd 130 mm [antal]	4
A 841, injektordysa Ø 6 mm, längd 210 mm [antal]	4