


A 301/5

Injektormodul

för optimal placering av laboratorieglas – utrustad med 18 dysor.



- Lämplig för diverse laboratorieglas som e-kolvar, rundkolvar osv.
- Försedd med 9 dysor A 842 och 9 dysor A 843
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet
- Dysavstånd 78 mm brett, 78 mm djupt

EAN: 4002516188971 / Materialnummer: 11116950 / Gamla materialnummer: 69630105D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Tillbehör för diverse flaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	18
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	203
Ytermått, nettobredd i mm	232
Ytermått, nettodjup i mm	480
Ytermått, bruttohöjd i mm	200
Ytermått, bruttbredd i mm	245
Ytermått, bruttodjup i mm	515
Nettovikt i kg	2,16
Bruttovikt i kg	3,17
Bipack	
A 842, injektordysa Ø 4 mm, längd 90 mm [antal]	9
A 843, injektordysa Ø 4 mm, längd 185 mm [antal]	9