

A 856
Silikon slang
för konnektering av diskgoods, längd 300 mm.



- Vridavlastad anslutnings slang
- Längd 300 mm

EAN: 4002516208136 / Materialnummer: 11131010 /
Gamla materialnummer: 69785600D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihålliga instrument	•
Rengöring av diverse objekt	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Silikon
Färg	Rostfritt stål, Transparent
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	8
Ytermått, nettobredd i mm	8
Ytermått, nettodjup i mm	328
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttodjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,02