


A 14/1
Täcknät
för fixering av ömtålig disk.



- Lock av rostfritt stål
- 8 x 8 mm utstansning, 3 mm slå
- Täcker hälften av insatsen AK 12/1

EAN: 4002516340126 / Materialnummer: 11131560 / Gamla materialnummer: 69746003D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Täckskydd	•
Lucka	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av diverse objekt	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	19
Ytermått, nettobredd i mm	207
Ytermått, nettodjup i mm	224
Ytermått, brutt höjd i mm	65
Ytermått, bruttbredd i mm	240
Ytermått, bruttdjup i mm	250
Nettovikt i kg	0,20
Bruttovikt i kg	0,35