

AK 12/1

Tillbehör

för placering av diverse utrustning.



- Passar till exempel för glasbägare, trattar och amningspump
- Med flexibla handtag
- Passar för många över- och underkorgar och lastvagnar

EAN: 4002516343714 / Materialnummer: 11131690 / Gamla materialnummer: 69501204D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Tillbehör för glasbägare	•
Tillbehör för vidhalsade glas	•
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av diverse objekt	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	122
Ytermått, nettobredd i mm	224
Ytermått, nettodjup i mm	434
Ytermått, bruttohöjd i mm	125
Ytermått, bruttbredd i mm	245
Ytermått, bruttdjup i mm	450
Nettovikt i kg	0,65
Bruttovikt i kg	1,07