

GP TDC 141 L
TwinDos Care
Tvättmedel för doseringssystemet TwinDos

EAN: 4002516200314 / Materialnummer: 11171440 /
Gamla materialnummer: 11997165EU3



- För sköljning av TwinDos-doseringsledningarna
- Används före ett produktbyte
- Används inför ett längre avbrott i användningen (min. 2 månader)
- Säkerställer det automatiska doseringssystemets optimala funktion
- För cirka 5 sköljomgångar
- För Miele's tvättmaskiner och torktumlare med TwinDos