

A 857

Ombyggnadssats

för användning av laborativagnar för G7827/28 & PG 8527/28 i PG 86xx.



- Användning av befintliga Miele diskhållare i PG 86xx
- För alla diskhållare G 7827, G 7828, PG 8527 och PG 8528

EAN: 4002516201946 / Materialnummer: 11235960 / Gamla materialnummer: 69685700D

Produkttillhörighet	
Stora laborativdiskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Ombyggnadssats	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av laborativglas	•
Rengöring av diverse objekt	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	60
Ytermått, bruttbredd i mm	110
Ytermått, bruttodjup i mm	405
Nettovikt i kg	0,33
Bruttovikt i kg	0,43