


A 850  
Hållargaller  
för injektormodul A 620.



- Indelning: 2 x 5 fält
- Kan sättas på injektormodul A 620
- För optimal positionering av laboratorieglass
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516200703 / Materialnummer: 11236630 / Gamla materialnummer: 69685000D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Övriga tillbehör/övriga moduler	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Antal fack	10
Fackbredd i mm	114
Facklängd i mm	110
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	147
Ytermått, nettobredd i mm	244
Ytermått, nettodjup i mm	578
Ytermått, brutthöjd i mm	135
Ytermått, bruttbredd i mm	285
Ytermått, bruttdjup i mm	585
Nettovikt i kg	0,55
Bruttovikt i kg	0,95