

A 851
Hållargaller
för injektormodul A 621.



- Indelning: 3 x 7 fält
- Kan sättas på injektormodul A 621
- För optimal positionering av laboratorieglass
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516201915 / Materialnummer: 11236640 / Gamla materialnummer: 69685100D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör/övriga moduler	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Antal fack	21
Fackbredd i mm	74
Facklängd i mm	77
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	119
Ytermått, nettobredd i mm	243
Ytermått, nettodjup i mm	580
Ytermått, bruttohöjd i mm	135
Ytermått, bruttbredd i mm	285
Ytermått, bruttodjup i mm	586
Nettovikt i kg	0,67
Bruttovikt i kg	1,07