


E 319/4

Bottensil

för optimalt skydd mot smuts från etiketter och glassplitter.



- Silplatta för grov smuts
- Förhindrar smuts från etiketter på laboratorieglass
- Förhindrar smuts från glassplitter från trasiga glas

EAN: 4002516207429 / Materialnummer: 11237950 / Gamla materialnummer: 69531905D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Täckskydd	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	57
Ytermått, nettobredd i mm	455
Ytermått, nettodjup i mm	513
Ytermått, bruttohöjd i mm	90
Ytermått, bruttbredd i mm	475
Ytermått, bruttodjup i mm	525
Nettovikt i kg	2,37
Bruttovikt i kg	2,98