

A 12/2

Tillbehör

för skonsam rengöring av ömtålig disk genom att bryta diskstrålen.



- Med utstansningar 7 x 7 mm
- Kan användas i över- och underkorg
- Täcker halva lastytan på en korg
- Kan inte användas i PG 8536

EAN: 4002516237068 / Materialnummer: 11238030 / Gamla materialnummer: 69501205D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Underlägg	•
Täcknät	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	237
Ytermått, nettobredd i mm	448
Ytermått, nettodjup i mm	14
Ytermått, brutt höjd i mm	65
Ytermått, bruttbredd i mm	255
Ytermått, bruttdjup i mm	475
Nettovikt i kg	0,39
Bruttovikt i kg	0,57