


A 11/2

Tillbehör

för skonsam rengöring av ömtålig disk genom att bryta diskstrålen.

EAN: 4002516340119 / Materialnummer: 11239130 / Gamla materialnummer: 69501103D



- Med utstansningar 7 x 7 mm
- Kan användas i över- och underkorg
- Kan inte användas i PG 8536

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Underlägg	•
Täcknät	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1
Ytermått, nettobredd i mm	476
Ytermått, nettodjup i mm	443
Ytermått, bruttohöjd i mm	70
Ytermått, bruttbredd i mm	505
Ytermått, bruttdjup i mm	430
Nettovikt i kg	0,71
Bruttovikt i kg	1,08