

A 320

Tillbehör

för skonsam rengöring av ömtålig disk genom att bryta diskstrålen.



- Med utstansningar 7 x 7 mm

EAN: 4002516237082 / Materialnummer: 11295510 / Gamla materialnummer: 69632000D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Täcknät	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	10
Ytermått, nettobredd i mm	237
Ytermått, nettodjup i mm	536
Ytermått, bruttohöjd i mm	60
Ytermått, bruttbredd i mm	245
Ytermått, bruttodjup i mm	560
Nettovikt i kg	0,47
Bruttovikt i kg	0,63