


A 321
Tillbehör
för placering av diverse utrustning.



- Passar till exempel för glasbägare, trattar och amningspump
- Med flexibla handtag

EAN: 4002516237099 / Materialnummer: 11309380 / Gamla materialnummer: 69632100D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Tillbehör för glasbägare	•
Tillbehör för vidhalsade glas	•
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	81
Ytermått, nettobredd i mm	240
Ytermått, nettodjup i mm	545
Ytermått, bruttohöjd i mm	90
Ytermått, bruttbredd i mm	255
Ytermått, bruttodjup i mm	585
Nettovikt i kg	0,76
Bruttovikt i kg	0,99