

DGG 50-120

Tillagningskärl, ohålat

för ångugn DG 7000 samt ångugn med mikroågsfunktion DGM 6000/7000.

EAN: 4002516244578 / Materialnummer: 11323320 /
Gamla materialnummer: 23996130EU1



- Till exempel pasta, ris, soppor och gratänger
- För tillagning av maträtter i såser, sky och vatten
- Kapacitet: 5,5 l
- B x D x H: 375 x 197 x 120 mm
- Inte lämplig för mikroågsfunktionen!