

APST 003
Aluminiumbricka
för instrument eller poröst gods, liten.



- Hålad, för en optimal ånggenomsläppbarhet
- Hög stabilitet och låg vikt
- Passar till PST 1710 och PST 1720

EAN: 4002516297055 / Materialnummer: 11377310 / Gamla materialnummer: 68900003D

Produkttillhörighet	
Små autoklaver	•
Modelltillhörighet	
PST 1710	•
PST 1720	•
Produktkategori	
Brickor/underlägg	•
Produktegenskaper	
Material	Aluminium
Färg	Silver
Användningsområde	
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	20
Ytermått, nettobredd i mm	287
Ytermått, nettodjup i mm	186
Ytermått, bruttohöjd i mm	35
Ytermått, bruttbredd i mm	200
Ytermått, bruttdjup i mm	300
Nettovikt i kg	0,18
Bruttovikt i kg	0,24