

APST 004  
Aluminiumbricka  
för instrument eller poröst gods, stor.



- Hålad, för en optimal ånggenomsläppbarhet
- Hög stabilitet och låg vikt
- Passar till PST 2210 och PST 2220

EAN: 4002516299448 / Materialnummer: 11377330 / Gamla materialnummer: 68900004D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Små autoklaver	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Produktkategori</b>	
Brickor/underlägg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Aluminium
Färg	Silver
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, brutthöjd i mm	40
Ytermått, bruttbredd i mm	200
Ytermått, bruttdjup i mm	500
Nettovikt i kg	0,23
Bruttovikt i kg	0,34