

APST 006
Dörrtätning
för tätning av tryckkammaren.



- Nödvändigt byte efter 800 steriliseringscykler

EAN: 4002516298205 / Materialnummer: 11377350 / Gamla materialnummer: 68900006D

Produkttillhörighet	
Små autoklaver	•
Modelltillhörighet	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Packning	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	25
Ytermått, bruttbredd i mm	300
Ytermått, bruttodjup i mm	400
Nettovikt i kg	0,11
Bruttovikt i kg	0,12