

APST 007

Mikrofinfilter

för filtrering av bakteriologiskt smuts ur rumsluften.



- Enkelt byte via autoklavernas framsida
- Nödvändigt byte efter 400 steriliseringscykler

EAN: 4002516298311 / Materialnummer: 11377360 / Gamla materialnummer: 68900007D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Små autoklaver	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Produktkategori</b>	
Filter	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	100
Ytermått, bruttodjup i mm	150
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,01