

Accessories sterilizers

Filter

för uppsamling av dammpartiklar inuti maskinen.



- Kompakt inskjutningsbar kassett för enkelt byte
- Nödvändigt byte efter 400 steriliseringscykler

EAN: 4002516256397 / Materialnummer: 11377370 / Gamla materialnummer: 68900008D

Produkttillhörighet	
Små autoklaver	•
Modelltillhörighet	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Filter	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	15
Ytermått, bruttbredd i mm	170
Ytermått, bruttodjup i mm	250
Nettovikt i kg	0,04
Bruttovikt i kg	0,05