

APST 001
Reservpatron
för vattenrengöringssystemet APST 000, för färdigställande av AD-vatten.

EAN: 4002516266495 / Materialnummer: 11401750 / Gamla materialnummer: 68900001D



- Tar lite plats och kan förvaras i underskåpet tack vare små mått
- Kan bytas snabbt och enkelt tack vare innovativt filterhuvud

Produkttillhörighet	
Små autoklaver	•
Modelltillhörighet	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Vattenbehandling	•
Produktegenskaper	
Effekt i l/min.	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	469
Ytermått, nettobredd i mm	123
Ytermått, nettodjup i mm	123
Ytermått, bruttohöjd i mm	135
Ytermått, bruttbredd i mm	135
Ytermått, bruttdjup i mm	475
Nettovikt i kg	2,57
Bruttovikt i kg	2,77