

WA CCR 0302 L
Caps CottonRepair
Specialtvättmedel för bomull, 3-pack. EasyOpen.

EAN: 4002516380504 / Materialnummer: 11485880 /
Gamla materialnummer: 11997173EU8



- Förnyar textilier med bara en tvätt
- Speciell Miele formula med Novozymes-teknologi
- Tar bort noppor och förnyar färgintensitet och ljusstyrka
- Använd maximalt 1-2 gånger per år för varje textil
- Behållare av 100 % återvunnen plast – miljövänligt
- För 3 användningar – kan användas i alla tvättmaskinsmodeller