

DOS K 85 flex

Doseringsmodul för 5-10 liters-behållare

indikering av tomt doseringsfack för automatisk dosering av flytande medier.



- Doseringsövervakning – hög processsäkerhet enligt DIN EN ISO 15883
- För dosering av flytande diskmedel/neutraliseringsmedel
- 352 mm suglans för behållare på 5–10 l med flexibelt lock
- Ombyggnadssats suglans för behållare 10–30 l beställs via service

EAN: 4002516357438 / Materialnummer: 11498880 /

Gamla materialnummer: 69747052D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [säkerhet]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Doseringssystem	•
Produktegenskaper	
Matningshastighet i ml/60 sek	55
Suglansens längd i mm	352
Standard elanslutning	
Fasantal	1
Nolledare	N
AC/DC	AC
Spänning i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Total anslutningseffekt i kW	0,01
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	160
Yttermått, bruttbredd i mm	198
Yttermått, bruttodjup i mm	478
Nettovikt i kg	2,25
Bruttovikt i kg	2,45
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•