

## DOS K 85 flex NER

Doseringsmodul för 5-10 liters-behållare

indikering av tomt doseringsfack för automatisk dosering av flytande medier.



- Doseringsövervakning – hög processsäkerhet enligt DIN EN ISO 15883
- För dosering av flytande diskmedel/neutraliseringsmedel
- 352 mm mm suglans med flexibelt lock
- Ombyggnadssats suglans för behållare 10–30 l beställs via service

EAN: 4002516365273 / Materialnummer: 11498890 /  
Gamla materialnummer: 69747052NER

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Doseringsssystem	•
Produktegenskaper	
Matningshastighet i ml/60 sek	55
Suglansens längd i mm	352
Standard elanslutning	
Fasantal	1
Nolledare	N
AC/DC	AC
Spänning i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Total anslutningseffekt i kW	0,01
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, brutt höjd i mm	160
Ytermått, bruttbredd i mm	198
Ytermått, bruttdjup i mm	478
Nettovikt i kg	2,21
Bruttovikt i kg	2,66
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•